

Link do produktu: <https://higienadent.com/cement-glasjonomerowy-gc-fuji-ix-1-1-a3-proszek-plyn-15g-8g-p-2020.html>



## Cement glasjonomerowy GC Fuji IX 1-1 A3 / proszek + płyn 15g + 8g

Cena **305,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **8%000645**

Producent **GC**

### Opis produktu

**GC Fuji IX 1-1 nieprzepuszczalny dla promieni RTG cement glasjonomerowy do wypełnień w zębach bocznych.**

Właściwości:

- wysoce wytrzymały i trwały,
- odporny na ścieranie,
- nieklejący - nie odrywa się od przygotowania ani nie przykleja do instrumentów
- konsystencja przypominająca ciasto - łatwy w obsłudze, do wykańczania i kształtowania
- doskonała charakterystyka zużycia
- łatwa technika pracy: czas pracy 2min., czas utwardzania 2,5min. (około 4,5min. od rozpoczęcia mieszania)

Opakowanie: kolor A3, 15g proszek, 8g płyn, miarka, podkładka do mieszania