

Link do produktu: <https://higienadent.com/cement-glasjonomerowy-giz-fil-typ-ii-10g-p-2196.html>



Cement glasjonomerowy GIZ Fil Typ II 10g

Cena	86,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	001351
Producent	IHDE DENTAL

Opis produktu

GIZ Fil Typ II - mieszalny z wodą, glasjonomerowy materiał do wypełnień zębów klasy III i V oraz łączników protetycznych i ortodontycznych. Szybkie utwardzanie i uwalnianie fluoru. Może być stosowany w obszarze szyjki zęba w połączeniu z kompozytami oraz w technice kanapkowej.

Cechy:

- najwyższa adhezja do zębiny i szkliwa,
- stabilny kolor,
- szybko utwardzający się,
- wytrzymałość na ściskanie powyżej 190 MPa.
- nadmierne zakwaszenie nie jest możliwe przez zmieszanie z normalną wodą
- brak powstawania szczelin brzeżnych, biokompatybilny.

Dostępne kolory:

A2 (uniwersalny)

Opakowanie: proszek 10g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2