

Link do produktu: <https://higienadent.com/cement-szklano-jonomerowy-pentron-kavitan-plus-proszek-15g-plyn-15g-p-2031.html>



Cement szklano-jonomerowy Pentron Kavitan Plus / proszek 15g + płyn 15g

Cena **110,00 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Numer katalogowy **000557**

Producent **Pentron**

Opis produktu

Pentron Kavitan Plus radioprzezierny cement szklano-jonomerowy w postaci proszku i płynu. Do użycia przy zastosowaniu techniki kanapkowej („baza” jako rodzaju podkładu).

Właściwości:

- długotrwałe wiązanie dzięki silnej przyczepności chemicznej do tkanek twardych zęba
- odpowiednie zastąpienie utraconej zębiny przy zastosowaniu techniki kanapkowej („baza” jako rodzaju podkładu)
- wysoka wytrzymałość na ściskanie i odporność na ścieranie
- materiał o wysokiej radioprzezierności
- widoczny na zdjęciach RTG
- biokompatybilny

Wskazania:

- wypełnienia klasy V i III w uzębieniu stałym
- wypełnienia laminowane klasy V, III i I w uzębieniu stałym – technika kanapkowa
- wypełnienia klasy I, II, III i V w uzębieniu mlecznym
- podkłady klejowe pod wypełnienia kompozytowe lub amalgamatowe
- wskazania do odbudowy rdzenia przed przygotowaniem na koronę, wkład, nakład lub licówki estetyczne
- wypełnienia tymczasowe w uzębieniu stałym

Czas mieszania: 30-45sek

Czas pracy: 2-3min

Czas wiązania: 4min

Kavitan Plus jest dostępny jako system dwuskładnikowy: 15 g proszku + 15 g płynu. Proszek jest dostępny w dwóch odcieniach VITA™ – A2 i A3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2 , A3