

Link do produktu: <https://higienadent.com/cement-szklo-jonomerowy-3m-espe-ketac-cem-radiopaque-triple-pack-zestaw-99g36ml-p-1899.html>



Cement szkło-jonomerowy 3M ESPE Ketac Cem Radiopaque Triple Pack / zestaw 99g+36ml

Cena	580,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	37230
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

Ketac Cem Radiopaque - ręcznie mieszany cement szkło-jonomerowy do osadzania uzupełnień protetycznych. Materiał biokompatybilny, uwalniający fluor, chemicznie przywierający do zębiny i szkliwa, widoczny na zdjęciach RTG.

Zastosowanie:

- podkłady,
- osadzanie metalowych, metalowo/porcelanowych lub licowanych kompozytem wkładów, nakładów, koron i mostów,
- osadzanie wkładów, nakładów, koron i mostów wykonanych z materiałów kompozytowych lub porcelany pod warunkiem, że wymienione materiały nadają się do tradycyjnego cementowania,
- osadzanie ćwieków i śrub; jeżeli nadają się do do tradycyjnego cementowania,
- cementowanie pierścieni ortodontycznych

Zestaw zawiera: proszek 1x 99g, płyn 1x 36ml, nakładka, bloczek do mieszania.