

Link do produktu: <https://higienadent.com/centrix-bendamicro-aplikatory-576szt-p-2863.html>



Centrix BendaMicro aplikatory 576szt.

Cena **139,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **A**

Producent **Centrix**

Opis produktu

Centrix BendaMicro jednorazowe aplikatory microbrush, z mikrowłóknami. Przeznaczone do nakładania, przenoszenia i usuwania materiałów wytrawiających, systemów wiążących, podkładów, materiałów do wybielania.

Właściwości:

- łatwe zginanie - łatwa, kontrolowana aplikacja do trudno dostępnych miejsc,
- główka z mikrowłóknem zapewnia aplikacje idealnie dobranej kropli materiału,
- nie wchłaniają bondu,
- różne kolory i rozmiary pozwalają na idealne dobranie aplikatora do rodzaju aplikowanego materiału,
- nie pozostawiają włosków.

Rozmiary i kolory:

- Benda Micro Applicators: regular (2.0mm)

380014 Blue

380015 Green

380016 Purple

380017 Silver

- Benda Micro Fine Applicators (1.5mm)

380012 Yellow

380013 Red

- Benda Micro X-Fine Applicators (1.0mm)

380029 Light Green

380030 Ivory

Opakowanie: 576szt. aplikatorów w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: (1.0mm) 380029 Light Green , (1.0mm) 380030 Ivory , (1.5mm) 380012 Yellow , (1.5mm) 380013 Red , (2.0mm) 380014 Blue , (2.0mm) 380015 Green , (2.0mm) 380016 Purple , (2.0mm) 380017 Silver