

Link do produktu: <https://higienadent.com/centrix-connexio-bond-samowytrawiajacy-bond-vii-generacji-p-2916.html>



CENTRIX Connexio Bond samowytrawiający bond VII generacji

Cena	499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Centrix

Opis produktu

Dualny, samowytrawiający bond VII generacji

Connexio to bond z nanowypełniaczem, który szybko i łatwo tworzy silny związek z twardymi tkankami zęba. Jest systemem dwubutelkowym, gdzie jeden komponent to żywica światło-, a drugi chemo-utwardzalny. Wymaga wymieszania obu składników. Connexio toleruje średni poziom wilgotności. Może być używany ze wszystkimi kompozytami światło, chemo utwardzalnymi, kompozytami dualnymi do odbudowy zrębu, cementami kompozytowymi.

Właściwości:

- wysoka adhezja do zębiny, porównywalna do systemów piątej generacji,
- nie wywołuje nadwrażliwości,
- pewność całkowitej polimeryzacji w miejscach do których nie dociera światło,
- idealny podczas cementowania wkładów w kanale z użyciem Encore D/C Mini Mix (odbudowa zrębu) lub dualnym cementem kompozytowym,
- nie wymaga wytrawiania,
- nie ma kłopotu z usuwaniem kwasu z kanału,
- idealny do stosowania u dzieci i młodzieży z szeroko otwartymi kanalikami lub w bliskim sąsiedztwie komory.