

Link do produktu: <https://higienadent.com/centrix-encore-dc-minimix-cement-kompozytowy-o-podwojnym-wiazaniu-natural-310254-0-5ml-x-12szt-p-3502.html>



Centrix Encore DC MiniMix cement kompozytowy o podwójnym wiązaniu Natural 310254 0,5ml x 12szt.

Cena	450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Centrix

Opis produktu

Centrix Encore DC MiniMix - Cement Kompozytowy o Podwójnym Wiązaniu, Natural - 310254

Centrix Encore DC MiniMix to wysokiej jakości, cement kompozytowy o podwójnym wiązaniu, zaprojektowany z myślą o trwałych i estetycznych rekonstrukcjach w odcinku przednim i bocznym. Dzięki zaawansowanej formule na bazie żywic, produkt umożliwia szybką i efektywną odbudowę zrębu korony z doskonałą adhezją do zębiny i szkliwa.

Właściwości:

- Podwójne wiązanie (chemiczne i światłoutwardzalne) – umożliwia idealne utwardzenie nawet w trudno dostępnych miejscach.
- MiniMix – system automatycznego mieszania – zapewnia precyzyjne dozowanie i eliminację pęcherzyków powietrza.
- *Kolor Natural* – dopasowany do większości naturalnych odcieni zęba dla optymalnej estetyki.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna – idealny do odbudowy zrębu pod korony, wkłady koronowo-korzeniowe oraz inne rekonstrukcje wymagające trwałości.
- Łatwa aplikacja – oszczędność czasu i wygoda w codziennej praktyce klinicznej.
- Biozgodność potwierdzona certyfikatem CE – produkt zgodny z normami UE, bezpieczny i przebadany klinicznie. Certyfikat: CE – produkt medyczny klasy IIa, zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG

Wytrzymałość na ściskanie: 220 Mpa

Wytrzymałość na zginanie: 110 Mpa

Średnia wytrzymałość na rozciąganie: 48 Mpa

Zastosowanie:

- Odbudowa zrębu korony
- Mocowanie wkładów koronowo-korzeniowych
- Podbudowy pod korony i mosty
- Cementowanie uzupełnień protetycznych

Opakowanie: Nr ref. 310254 12 x kardridży MiniMix 0,5ml z cementem kompozytowym (Natural), 24 x końcówki mieszające.