

Link do produktu: <https://higienadent.com/centrix-gripstrip-diamantowy-pasek-do-polerowania-1szt-p-3125.html>

Centrix GripStrip diamentowy pasek do polerowania 1szt.



Cena	39,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Centrix

Opis produktu

Centrix GripStrip metalowe, jednostronnie diamentowe paski do końcowego polerowania i wykańczania wypełnień, koron, licówek. Najwyższa jakość i doskonałe rezultaty. Bardzo elastyczny i wytrzymały materiał pozwala na dotarcie do nawet najbardziej zakrzywionych zakamarków bez pękania. Szerokie i perforowane końce taśmy zapewniają lepszy chwyt. Produkt można sterylizować w autoklawie.

Opakowanie: 1szt. w wybranym wariantcie (fine, medium, coarse).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Coarse