

Link do produktu: <https://higienadent.com/centrix-nomix-cement-do-tymczasowych-koron-i-mostow-strzykawka-1g-p-3553.html>



## Centrix NoMix cement do tymczasowych koron i mostów strzykawka 1g

Cena	<b>35,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Centrix</b>

### Opis produktu

**Centrix NoMix jednoskładnikowy cement do krótkotrwałych zastosowań - tymczasowych koron i mostów. Aktywowany wilgocią, wyjątkowo łatwy w aplikacji (bez konieczności mieszania).**

Jego skład zapewnia solidne i trwałe mocowanie, umożliwiając jednocześnie łatwe usunięcie, kiedy jest to potrzebne. Kompatybilny z materiałami akrylowymi, kompozytowymi, PFM i ceramicznymi.

Aplikacja: Wystarczy nałożyć na wewnętrzną stronę uzupełnienia tymczasowego i przykleić do wilgotnej powierzchni zęba. NoMIX lekko rozszerza się po utwardzeniu, zapewniając szczelne uszczelnienie, i jest łatwy do czyszczenia przed trwałym cementowaniem.

Substancje aktywne: siarczan potasu, tlenek cynku, siarczan wapnia. Nie zawiera eugenolu.  
Czas działania: 5minut; finalny czas wiązania: 15min. W czasie wiązania łatwo się kształtuje.

[Produkt dostępny również w tubce 0,5g.](#)

**Opakowanie:** Centrix NoMix cement strzykawka 1g.