

Link do produktu: <https://higienadent.com/centrix-nomix-cement-do-tymczasowych-koron-i-mostow-tubka-0-5g-p-3552.html>



Centrix NoMix cement do tymczasowych koron i mostów tubka 0,5g

Cena	4,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Centrix

Opis produktu

Centrix NoMix jednoskładnikowy cement do krótkotrwałych zastosowań - tymczasowych koron i mostów. Aktywowany wilgocią, wyjątkowo łatwy w aplikacji (bez konieczności mieszania).

Jego skład zapewnia solidne i trwałe mocowanie, umożliwiając jednocześnie łatwe usunięcie, kiedy jest to potrzebne. Kompatybilny z materiałami akrylowymi, kompozytowymi, PFM i ceramicznymi.

Aplikacja: Wystarczy nałożyć na wewnętrzną stronę uzupełnienia tymczasowego i przykleić do wilgotnej powierzchni zęba. NoMIX lekko rozszerza się po utwardzeniu, zapewniając szczelne uszczelnienie, i jest łatwy do czyszczenia przed trwałym cementowaniem.

Substancje aktywne: siarczan potasu, tlenek cynku, siarczan wapnia. Nie zawiera eugenolu.
Czas działania: 5minut; finalny czas wiązania: 15min. W czasie wiązania łatwo się kształtuje.

[Produkt dostępny również w strzykawce 1g.](#)

Opakowanie: Centrix NoMix cement tubka 0,5g