

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-apteczka-basic-1szt-p-3272.html>

## Cerkamed apteczka Basic 1szt.



Cena	<b>1 350,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Cerkamed</b>

### Opis produktu

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654) lekarz powinien posiadać w gabinecie sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy, do której jest zobowiązany na podstawie art.30 ustawy o zawodzie lekarza (Dz.U.1997, nr 28, poz.152).

**Cerkamed apteczka ratunkowa Basic jest niezbędnym zestawem ratowniczym jaki powinien znajdować się w każdym gabinecie stomatologicznym.** Całość wyposażenia jest umieszczona w specjalnie zaprojektowanej torbie ratowniczej. Zapewnia ona doskonałą ochronę drogiego i wysoce specjalistycznego sprzętu oraz płynnych leków w szklanych ampułkach, a także ułatwia prowadzenie akcji resuscytacyjnej w każdym pomieszczeniu gabinetu stomatologicznego. System dzielonych ruchomymi przegrodami komór umożliwi dostosowania wnętrza torby ratowniczej do indywidualnych potrzeb każdego lekarza, a jaskrawy kolor i specjalne oznakowanie ułatwia szybkie odnalezienie zestawu nawet przez niewykwalifikowaną osobę. Torba ratownicza naszej firmy wraz z wyposażeniem stanowi kompleksowe zabezpieczenie gabinetu stomatologicznego w obowiązkowy sprzęt ratowniczy.

**Jest wiele różnych apteczek pierwszej pomocy dostępnych na rynku, ale tylko nasze apteczki zostały skonfigurowane w konsultacji ze specjalistami medycyny ratunkowej z uwzględnieniem specyfiki gabinetu stomatologicznego.** Dzięki temu, mają Państwo pewność, że wszystkie elementy wchodzące w skład apteczek są tak dobrane, aby w krytycznych momentach umożliwić jak najszybsze udzielenie skutecznej pomocy. Wyposażenie apteczki zostało wykonane z najwyższej jakości materiałów co pozwala na wieloletnie użytkowanie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

### Wyposażenie apteczki Cerkamed Basic:

1. Torba ratownicza.
2. Zestaw do wentylacji:

- worek samorozprężalny silikonowy dla dorosłych z zaworem bezpieczeństwa,
- rezerwuuar,
- dren do butli z tlenem (nie załamujący się dł. 1,5-2 m. średnica 6 mm, 2 złączki),
- maska silikonowa jednoczęściowa z miękkim brzegiem nr 5 anestetyczna dla dorosłych do worka samorozprężalnego,
- maska silikonowa jednoczęściowa z miękkim brzegiem nr 3 anestetyczna dla dzieci do worka samorozprężalnego,
- rurki ustno-gardłowe Guedela 50mm-100mm (zestaw) 6 szt.,
- pocket mask.

3. Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi:

- ciśnieniomierz zegarowy, manualny (wersja ratownicza – zegar manometru zintegrowany z gruszką),
- stetoskop.

4. Zestaw do uzyskiwania dostępu donaczyniowego i płynoterapii:

- wenflony (różowe, niebieskie) po 2 z każdego rozmiaru,
- staza x 1,
- plaster mocujący wenflon x 4,
- strzykawki (2, 5, 10, 20 ml) po 3 szt z każdego rozmiaru,

- 
- igły (0,7 mm, 0,8 mm i 1,2 mm) po 10 z każdego rozmiaru,
  - zestaw kroplowy x 2,
  - gaziki (nasączone środkiem dezynfekującym) 20 szt.

5. Zestaw materiałów opatrunkowych:

- opatrunek hydrożelowy na oparzenia,
- Aqua-Gel 12 x 12 cm - x 1,
- rękawiczki nitrylowe rozmiar S, M, L pakowane po 2 pary z każdego rozmiaru,
- bandaż elastyczny x 2,
- bandaż dziany x 2,
- gaza jałowa opatrunkowa 1 m<sup>2</sup> x 2,
- komplet plastrów opatrunkowych,
- plaster zwykły w rolce,
- gaziki jałowe 5x5cm x1, 7,5 x 7,5 cm x1, 9x9cm x1.