

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-blue-etch-10ml-do-wytrawiania-szkliva-i-zebiny-p-2512.html>



## Cerkamed Blue Etch 10ml - do wytrawiania szkliva i zębiny.

Cena	<b>24,70 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KAT00170</b>
Producent	<b>Cerkamed</b>

### Opis produktu

#### **Cerkamed Blue Etch - do wytrawiania szkliva i zębiny.**

Substancja czynna: 36% kwas o-fosforowy.

Preparat używany do zwiększenia przyczepności wypełnień chemo- i światłoutwardzalnych jak i aparatów ortodontycznych oraz przed zastosowaniem materiałów złożonych, laków do bruzd i szczelin. Reakcja kwasu o-fosforowego z mineralnymi składnikami zęba, powoduje zmatowienie szkliva i zwiększenie przyczepności.

Uznawany przez lekarzy stomatologów i ortodontów jako najlepszy polski wytrawiacz stomatologiczny, zdobywca wielu nagród i wyróżnień na różnych targach i imprezach dentystycznych.

Zastosowanie i właściwości preparatu BLUE ETCH:

- Idealnie dobrana żelowa konsystencja i właściwości tiksotropowe (żel upłynnia się podczas samego nakładania i krzepnie natychmiast po nałożeniu).
- Nie spływa z powierzchni i wąskich krawędzi szkliva.
- Nie zatyka się i nie zasycha w aplikatorze (nawet po 48 godzinach od ostatniego użycia).
- Bardzo dobrze przylega do szkliva.
- Łatwo się wyptakuje.

Zestaw zawiera: strzykawkę 10 ml, łącznik, dozownik, zestaw aplikatorów.