

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-blue-etch-2ml-do-wytrawiania-szkliva-i-zebiny-p-2524.html>



Cerkamed Blue Etch 2ml - do wytrawiania szkliva i zębiny.

Cena	7,55 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KAT00181
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Cerkamed Blue Etch - do wytrawiania szkliva i zębiny.

Substancja czynna: 36% kwas o-fosforowy.

Preparat używany do zwiększenia przyczepności wypełnień chemo- i światłoutwardzalnych jak i aparatów ortodontycznych oraz przed zastosowaniem materiałów złożonych, laków do bruzd i szczelin. Reakcja kwasu o-fosforowego z mineralnymi składnikami zęba, powoduje zmatowienie szkliva i zwiększenie przyczepności.

Uznawany przez lekarzy stomatologów i ortodontów jako najlepszy polski wytrawiacz stomatologiczny, zdobywca wielu nagród i wyróżnień na różnych targach i imprezach dentystycznych.

Zastosowanie i właściwości preparatu BLUE ETCH:

- Idealnie dobrana żelowa konsystencja i właściwości tiksotropowe (żel upłynnia się podczas samego nakładania i krzepnie natychmiast po nałożeniu).
- Nie spływa z powierzchni i wąskich krawędzi szkliva.
- Nie zatyka się i nie zasycha w aplikatorze (nawet po 48 godzinach od ostatniego użycia).
- Bardzo dobrze przylega do szkliva.
- Łatwo się wyptukuje.

Opakowanie zawiera: strzykawkę 2 ml, zestaw aplikatorów.