

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-blue-etch-50ml-do-wytrawiania-szkliva-i-zebiny-p-1866.html>



## Cerkamed Blue Etch 50ml - do wytrawiania szkliva i zębiny.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>82,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>KAT00267</b> |
| Producent        | <b>Cerkamed</b> |

### Opis produktu

#### **Cerkamed Blue Etch - do wytrawiania szkliva i zębiny.**

Substancja czynna: 36% kwas o-fosforowy.

Preparat używany do zwiększenia przyczepności wypełnień chemo- i światłoutwardzalnych jak i aparatów ortodontycznych oraz przed zastosowaniem materiałów złożonych, laków do bruzd i szczelin. Reakcja kwasu o-fosforowego z mineralnymi składnikami zęba, powoduje zmatowienie szkliva i zwiększenie przyczepności.

Uznawany przez lekarzy stomatologów i ortodontów jako najlepszy polski wytrawiacz stomatologiczny, zdobywca wielu nagród i wyróżnień na różnych targach i imprezach dentystycznych.

Zastosowanie i właściwości preparatu BLUE ETCH:

- Idealnie dobrana żelowa konsystencja i właściwości tiksotropowe (żel upłynnia się podczas samego nakładania i krzepnie natychmiast po nałożeniu).
- Nie spływa z powierzchni i wąskich krawędzi szkliva.
- Nie zatyka się i nie zasycha w aplikatorze (nawet po 48 godzinach od ostatniego użycia).
- Bardzo dobrze przylega do szkliva.
- Łatwo się wyptukuje.

Zestaw zawiera: strzykawkę 50 ml, łącznik, zestaw dozowników, zestaw aplikatorów.