

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-blue-etch-flow-50ml-do-wytrawiania-szkliva-i-zebiny-p-2167.html>



Cerkamed Blue Etch Flow 50ml - do wytrawiania szkliva i zębiny

Cena	88,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000867
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Cerkamed Blue Etch Flow - Płynny wytrawiacz stomatologiczny.

Wytrawiacz BLUE ETCH FLOW stosuje się do wytrawiania szkliva i zębiny przed zastosowaniem materiałów złożonych, laków do bruzd i szczelin.

Ze względu na odpowiednio dobraną, półpłynną konsystencję BLUE ETCH FLOW dociera do trudnodostępnych bruzd i szczelin. Nadaje się również do stosowania przed cementowaniem wkładów koronowo - korzeniowych z włókna szklanego.

Właściwości preparatu BLUE ETCH FLOW:

- Reakcja kwasu o-fosforowego z mineralnymi składnikami zęba, powoduje zmatowienie szkliva i zwiększenie przyczepności.
- Posiada idealnie dobraną żelową konsystencję i tiksotropowe właściwości (żel upłynnia się podczas samego nakładania i krzepnie natychmiast po nałożeniu).
- Nie spływa z powierzchni i wąskich krawędzi szkliva.
- Bardzo dobrze przylega do szkliva.
- Łatwo się wypłukuje.
- Fioletowy kolor preparatu umożliwia precyzyjne nakładanie oraz kontrolę podczas aplikacji i wytrawiania

Zestaw zawiera: strzykawka 50 ml, łącznik, zestaw dozowników, zestaw aplikatorów.