

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-cavipack-3x10g-material-do-tymczasowego-wypelnienia-ubytkow-p-3212.html>



Cerkamed Cavipack 3x10g materiał do tymczasowego wypełniania ubytków

Cena	36,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Cerkamed Cavipack materiał do tymczasowego wypełniania ubytków (klasy I i II) i do tymczasowego uszczelnienia ujść kanałów korzeniowych podczas zabiegów endodontycznych.

Produkt ma postać pasty na bazie tlenku i siarczany cynku, bez konieczności wstępnego przygotowania. Materiał nie zawiera eugenolu. Wiąże chemicznie pod wpływem wilgoci (śliny). Posiada przyjemny, różany zapach, jest łatwy do usunięcia, kontrastuje na RTG.

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.

Opakowanie: Cerkamed Cavipack 10g x 3