

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 12:03

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-endo-aspirator-do-odsysania-plynow-z-kanalu-korzeniowego-1szt-p-3439.html>



Cerkamed ENDO-ASPIRATOR do odsysania płynów z kanału korzeniowego 1szt.

Cena	13,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Cerkamed ENDO-ASPIRATOR do odsysania płynów z kanału korzeniowego.

Ułatwia osuszanie kanału korzeniowego. Miękki aplikator z małą główką gwarantuje dobrą penetrację i dokładne osuszenie kanału. Znacznie przyspiesza zabieg, ogranicza zużycie sączków papierowych.

Produkt jednorazowego użytku. Po użyciu przekazać do utylizacji.

Opakowanie: 1szt.