

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-inox-zel-wspomagajacy-polimeryzacje-kompozytow-4x2ml-p-2923.html>



CERKAMED Inox - żel wspomagający polimeryzację kompozytów 4x2ml

Cena	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Cerkamed

Opis produktu

CERKAMED Inox to żel wspomagający pełną polimeryzację kompozytów.

Żel INOX zabezpiecza powierzchnię kompozytów, blokując dostęp tlenu podczas utwardzania światłem. W ten sposób nie dochodzi do powstania warstwy inhibicji tlenowej na powierzchni kompozytu, dzięki czemu proces polimeryzacji nie jest hamowany i może przebiec prawidłowo.

Żel INOX przeznaczony jest do stosowania podczas:

- polimeryzacji wypełnień z kompozytów światłoutwardzalnych,
- osadzania prac protetycznych z użyciem cementów kompozytowych (np. mocowanie licówek, wkładów inlay, nakładów onlay), w celu wspomaganie pełnej polimeryzacji kompozytów.

INOX można stosować również jako żel typu try-in do próbnego cementowania prac protetycznych.

Skład:

- propanotriol (glicerol),
- woda o czystości farmakopelnej,
- baza żelowa.

Opakowanie:

- strzykawka 4x2 ml
- zestaw aplikatorów jednorazowych

Żel INOX sprawia, że spolimeryzowany kompozyt jest:

- **TWARDSZY**- w pełni spolimeryzowany,
- **GŁADSZY**- lepiej przygotowany do wykończenia,
- **TRWALSZY**- bardziej odporny na zarysowania i ścieranie,
- **BARDZIEJ ESTETYCZNY**- mniej podatny na przebarwienia,
- Żel przepuszcza światło lampy polimeryzacyjnej, dobrze się spłukuje przy użyciu wody.