

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-mta-maxi-10-x-0-14g-1ml-material-do-wypelniania-i-odbudowy-kanalow-korzeniowych-p-2617.html>



## Cerkamed MTA+ Maxi 10 x 0,14g + 1ml - materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych

Cena	<b>145,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>W-MTAMA</b>
Producent	<b>Cerkamed</b>

### Opis produktu

#### **Cerkamed MTA+ Maxi materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych - biały**

Produkt MTA+ przeznaczony jest do leczenia stomatologicznego jako materiał do wypełniania i remineralizacji kanałów korzeniowych.

#### Kompozycja:

MTA+ proszek : tlenek wapnia i tlenki: krzemu, żelaza, glinu, sodu, potasu, bizmutu, magnezu, cyrkonu; fosforan wapniowy.

#### Dostępne opakowanie:

MTA+ Maxi:10 x 0,14 g MTA+, 1 ml płynu