

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-pulp-spray-200ml-spray-do-badania-zywnosci-miazgi-p-1955.html>



Cerkamed Pulp Spray 200ml spray do badania żywotności miazgi

Cena	20,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	000813
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Cerkamed Pulp Spray to specjalistyczny preparat stosowany w stomatologii do oceny żywotności miazgi zębowej poprzez testy termiczne. Dostępny w dwóch wariantach zapachowych: miętowym i pomarańczowym, zapewnia komfort zarówno dla pacjenta, jak i lekarza podczas diagnostyki.

Cechy produktu:

- **Skuteczność diagnostyczna:** Pulp Spray umożliwia szybkie i precyzyjne schłodzenie materiału testowego do temperatury około -50°C , co pozwala na efektywną ocenę reakcji miazgi na bodźce termiczne.
- **Łatwość użycia:** Preparat jest dostępny w formie aerozolu o pojemności 200 ml, co zapewnia wygodę i precyzję podczas aplikacji.
- **Bezpieczeństwo:** SKŁAD: propan-butan, alkohol, aromat pomarańczowy/miętowy. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z płynną zawartością, aby zapobiec odmrożeniom.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy stomatologów. Ze względu na zawartość łatwopalnych składników, należy przechowywać go z dala od źródeł ciepła i ognia oraz chronić przed dziećmi.

Opakowanie: 200ml

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Smak: mięta , pomarańcz