

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-syntex-material-do-wypelniania-i-uszczelniania-kanalow-korzeniowych-10g-p-2327.html>



## Cerkamed Syntex - materiał do wypełniania i uszczelniania kanałów korzeniowych 10g

Cena	<b>157,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KAT00139</b>
Producent	<b>Cerkamed</b>

### Opis produktu

**Cerkamed Syntex - materiał do wypełniania i uszczelniania kanałów korzeniowych w formie pasty.**

Przeznaczony do stosowania jako:

- stałe wypełnienie kanałów korzeniowych zębów stałych z zastosowaniem ćwieków gutaperkowych
- stałe wypełnianie kanałów korzeniowych zębów stałych z zastosowaniem ćwieków kanałowych

Materiał może być stosowany we wszystkich technikach uszczelniania kanałów. Doskonale nadaje się do metod termicznych.

Właściwości:

- Wygodna, gotowa do użycia dwuskładnikowa pasta 1:1, w podwójnej strzykawce wraz z końcówkami miksującymi
- Minimalny skurcz oraz doskonała adhezja zapewniają hermetyczną szczelność wypełnienia
- Doskonała biokompatybilność
- Homogeniczna konsystencja
- Znakomity kontrast na zdjęciach RTG
- Optymalny czas wiązania
- Prosta i szybka aplikacja

**WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.**

Opakowanie: 10g pasty, końcówka mieszająca, papierki do mieszania.