

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:50

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-zinc-oxide-50g-material-szybkowiazacy-do-sporzadzania-past-p-3218.html>



Cerkamed Zinc Oxide 50g materiał szybkowiązący do sporządzania past

Cena	14,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Cerkamed Zinc Oxide materiał szybkowiązący do sporządzania past. W połączeniu z Eugenolem służy jako środek do czasowych wypełnień ubytków i kanałów korzeniowych, działa osuszająco, pobudza do wytwarzania zębiny wtórnej.

Substancja czynna: tlenek cynku 100% o czystości farmakopealnej.

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.

Opakowanie: Cerkamed Zinc Oxide 50g, akcesoria.