

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-apex-pasta-na-bazie-wodorotlenku-wapnia-z-kontrastem-rtg-2-2g-p-3436.html>



Chema Apex pasta na bazie wodorotlenku wapnia z kontrastem RTG 2,2g

Cena	36,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	CHEMA

Opis produktu

Chema Apex gotowa pasta na bazie wodorotlenku wapnia z kontrastem RTG. Silnie alkaliczny odczyn (pH wynosi $12,5 \pm 0,5$).

Przeznaczona do pośredniego i bezpośredniego pokrycia miazgi w leczeniu endodontycznym, do tymczasowego wypełniania kanałów w zębach, jako wkładka do komory zęba leczonego endodontycznie po wybieleniu jego korony oraz jako wkładka w zębach z resorpcją wewnętrzną. Pasta działa wysuszająco oraz wykazuje długotrwałe działanie pobudzające do tworzenia zmineralizowanych barier.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w opakowaniu dokładnie zamkniętym. Nie przechowywać w lodówce. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Chronić przed światłem słonecznym.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

Opakowanie: strzykawka 2,2g