

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-eugenol-10-g-plyn-do-zarabiania-past-znoe-p-1698.html>



Chema Eugenol / 10 g - płyn do zarabiania past ZnOE

Cena	18,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000365
Producent	CHEMA

Opis produktu

Chema Eugenol płyn do zarabiania past ZnOE (tlenkowocynkowo-eugenolowych) przeznaczonych do:

- wypełniania kanałów korzeniowych;
- czasowego wypełniania ubytków.

Sposób postępowania z wyrobem: w zależności od zastosowania sporządzić pastę o odpowiedniej, łatwej do aplikacji konsystencji. Stosować zgodnie z instrukcją używania dołączonej do materiału wypełnieniowego.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Chronić przed światłem słonecznym.

Opakowanie: 10g