

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-formokrezol-10g-plyn-do-czyszczenia-narzedzi-endodontycznych-p-1749.html>



Chema Formokrezol 10g - płyn do czyszczenia narzędzi endodontycznych

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KAT00495
Producent	CHEMA

Opis produktu

Formokrezol płyn do czyszczenia narzędzi endodontycznych. Pomaga w usuwaniu martwych tkanek z narzędzi. Zawiera formaldehyd i krezol, które posiadają właściwości odkażające i przeciwbakteryjne.

Sposób użycia: niewielką ilość płynu nanieść na wacik za pomocą zakraplacza i oczyścić zabrudzone narzędzia endodontyczne, następnie narzędzia należy poddać standardowemu myciu i dezynfekcji.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać pod zamknięciem.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Produkt WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Opakowanie: 10g