

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-gipsolit-plyn-do-rozpuszczania-gipsu-1kg-p-3290.html>

## Chema Gipsolit płyn do rozpuszczania gipsu 1kg



Cena	<b>39,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>CHEMA</b>

### Opis produktu

**Chema Gipsolit to specjalistyczny płyn przeznaczony do efektywnego usuwania resztek gipsu z protez akrylowych, aparatów ortodontycznych oraz innych wyrobów stomatologicznych. Dzięki swojej formule, zawierającej cytrynian sodu, skutecznie rozpuszcza pozostałości gipsu, eliminując konieczność ich mechanicznego usuwania. Doskonała alternatywa dla mechanicznego oczyszczania materiałów z gipsu.**

#### Cechy produktu:

- **skuteczność:** Efektywnie rozpuszcza resztki gipsu, ułatwiając proces czyszczenia wyrobów protetycznych i ortodontycznych.
- **bezpieczeństwo:** Formuła oparta na cytrynianie sodu jest bezpieczna dla materiałów, z których wykonane są protezy i aparaty.
- **łatwość użycia:** Protezę należy zamoczyć w preparacie i odczekać 24 godziny, następnie umyć protezę pod bieżącą wodą i przejść do dalszego jej opracowywania.

#### Sposób użycia:

- Umieścić protezę lub aparat w naczyniu z płynem Gipsolit.
- Pozostawić na około 24 godziny, aby umożliwić rozpuszczenie resztek gipsu.
- Po upływie tego czasu, dokładnie opłukać oczyszczony element pod bieżącą wodą.

**Opakowanie:** 1kg.