

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-gutap-10ml-wyrob-przeznaczony-do-zmiękczenia-i-rozpuszczania-gutaperki-p-1811.html>



## Chema Gutap 10ml - wyrób przeznaczony do zmiękczenia i rozpuszczania gutaperki

Cena	<b>21,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KAT00310</b>
Producent	<b>CHEMA</b>

### Opis produktu

**Chema Gutap wyrób przeznaczony jest do zmiękczenia i rozpuszczania gutaperki.**

Szczególnie zalecany jest podczas:

- usunięcia gutaperki w celu powtórnego leczenia kanału korzeniowego, w przypadkach utrudnionego usuwania gutaperki z kanałów zakrzywionych oraz mocno skondensowanej i stwardniałej gutaperki i uszczelnacza,
- wypełniania kanałów korzeniowych z zastosowaniem cwieka pojedynczego lub metodą kondensacji bocznej gutaperki.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed wilgocią
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
- Chronić przed światłem słonecznym.

Opakowanie: 10ml