

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-kamfenol-10-g-plyn-do-czyszczenia-narzedzi-endodontycznych-p-1700.html>



Chema Kamfenol 10 g - płyn do czyszczenia narzędzi endodontycznych

Cena	20,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KAT00388
Producent	CHEMA

Opis produktu

Chema Kamfenol specjalistyczny płyn przeznaczony do czyszczenia narzędzi endodontycznych, skutecznie usuwa martwe tkanki z powierzchni instrumentów. Stosowany jest przez wykwalifikowany personel stomatologiczny w celu utrzymania narzędzi endodontycznych w odpowiedniej czystości i higienie.

Sposób użycia:

Nanieść niewielką ilość płynu na wacik za pomocą zakraplacza i oczyścić zabrudzone narzędzia endodontyczne. Następnie narzędzia należy poddać standardowemu myciu i dezynfekcji.

Skład: Fenol, kamfora i alkohol etylowy 96%, które posiadają właściwości odkażające i przeciwbakteryjne.

Opakowanie: 10g