

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-polish-i-35g-pasta-do-profesjonalnego-oczyszczania-zebow-p-1693.html>



Chema Polish I / 35g - pasta do profesjonalnego oczyszczania zębów

Cena	32,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000299
Producent	CHEMA

Opis produktu

Chema Polish I pasta do profesjonalnego oczyszczania zębów z hydroksyapatytem.

Zastosowanie: pasta do oczyszczania koron i szyjek zębów, z użyciem szczoteczek maszynowych lub gładzików (kielichów gumowych), w celu usunięcia przebarwień, płytki nazębnej i złogów nazębnych, jako alternatywna tzw. piaskowania zębów.

Opis działania: odpowiednio dobrany skład wyrobu zapewnia dobre właściwości ściernie, a obecność hydroksyapatytu zapobiega równocześnie nadwrażliwości szyjek zębów.

Sposób postępowania z wyrobem:

- Podczas stosowania wyrobu postępować według ogólnie przyjętych zasad profesjonalnego oczyszczania i polerowania zębów.
- Po oczyszczeniu zaleca się polerowanie zębów pastą CHEMA POLISH II.
- Nie należy pobierać jednorazowo zbyt dużej porcji pasty, gdyż może to spowodować jej rozpryskiwanie podczas stosowania; ewentualnie zastosować odpowiednie środki ochrony.

Warunki przechowywania:

Wyrób przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w temperaturze od 15°C -25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie: 35g