

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:19

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-tlenek-cynku-60g-p-1697.html>



## Chema tlenek cynku / 60g

Cena	<b>18,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KAT00033</b>
Producent	<b>CHEMA</b>

### Opis produktu

**Chema tlenek cynku proszek do przygotowania past do wypełnień stomatologicznych.** Substancja o czystości farmakopealnej – odpowiada wymaganiom Farmakopei Europejskiej.

Warunki przechowywania: przechowywać w suchym miejscu, w dokładnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25°C.

Opakowanie:  
60g