

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-wosk-modelowy-miekki-500g-p-1744.html>



Chema wosk modelowy miękki 500g

Cena	57,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000291
Producent	CHEMA

Opis produktu

Chema wosk modelowy miękki do wykonywania modeli podstawowych płyt protez zębowych.

Wosk w postaci płyt barwy różowej. Pojedyncza płyta służy do stosowania u jednego pacjenta.

Sposób postępowania z wyrobem:

Postępować według standardowych procedur stosowanych podczas modelowania w wosku. W przypadku topienia wyrobu należy zachować ostrożność, ze względu na możliwość poparzenia gorącym woskiem. Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na jego składniki.

Warunki przechowywania:

- Przed zastosowaniem wyrób powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 24 godziny.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze 5-25°C.

Opakowanie: 500g.