

Link do produktu: <https://higienadent.com/chemoutwardzalny-glasjonomer-sdi-riva-self-cure-15g-9ml-p-1844.html>



## Chemoutwardzalny glasonomer SDI Riva Self Cure / 15g+6,9ml

Cena	<b>129,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>000434</b>
Producent	<b>SDI</b>

### Opis produktu

**Riva Self Cure proszek/płyn - chemoutwardzalny glasonomer, widoczny w promieniach RTG, uwalniający fluor, z doskonałą adaptacją brzezną oraz wytrzymałością na ściskanie.** Materiał wypełnieniowy Riva Self cure ma szeroki zakres stosowania.

Zastosowanie:

- wypełnienia minimalnych ubytków klasy I i II
- wypełnienia ubytków w zębach mlecznych
- materiał podkładowy
- wykonywanie podbudowy pod prace protetyczne
- odbudowy powierzchniowe korzeni
- wypełnienia ubytków klasy V
- wypełnienia tymczasowe

Dostępny w kolorach

- A2, A3

Czas pracy:

- 2,5 min.

Czas wiązania:

- 5 min.

Opakowanie: zestaw proszek - 15 g / płyn - 6,9 ml (8 g) w kolorze do wyboru A2 lub A3, akcesoria

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** A1 , A2 , A3 , A3,5