

Link do produktu: <https://higienadent.com/chemowiazacy-material-kompozytowy-z-makrowypełniaczem-pentron-evicrol-proszek-70g-plyn-28g-p-38.html>



Chemowiązący materiał kompozytowy z makrowypełniaczem Pentron Evicrol / proszek 70g + płyn 28g

Cena	91,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	4121121PE
Producent	Pentron

Opis produktu

Pentron Evicrol chemowiązący materiał kompozytowy z makrowypełniaczem. Evicrol jest konwencjonalnym, makrofilowym materiałem kompozytowym, o długiej, udowodnionej historii klinicznej. Klinicznie, pomimo upływu czasu materiał zachowuje się lepiej od wielu nowoczesnych materiałów kompozytowych i nadal jest chętnie stosowany przez lekarzy, nie tylko ze względu na jego walory ekonomiczne.

Wskazania:

- Odbudowa zębów pod uzupełnienia protetyczne, szczególnie w połączeniu z metalowymi lub kompozytowymi, standardowymi wkładami koronowo-korzeniowymi
- Wypełnienia ubytków klasy III i IV
- Szynowanie

Charakterystyka i zalety:

- Wyjątkowe własności mechaniczne, które zapewniają trwałość, elastyczność i mały skurcz
- Możliwość uzyskania konsystencji optymalnej do różnych sytuacji klinicznych
- Zgodność z innymi materiałami kompozytowymi
- Korzystny stosunek jakości do ceny

Opakowanie: 40 g proszek w kolorze 21; 3 × 10 g proszek w kolorze 25, 27, 45 (odcienie uzupełniające); 28 g płyn; 15 g wytrawiacz, bloczek, miarka, łopatki do mieszania.