

Link do produktu: <https://higienadent.com/coltene-affinis-putty-soft-masa-wyciskowa-baza-katalizator-2x300ml-akcesoria-p-2720.html>



COLTENE Affinis Putty Soft masa wyciskowa - baza + katalizator 2x300ml + akcesoria

Cena	530,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Coltene

Opis produktu

Affinis Putty Soft masa wyciskowa z bardzo dobrym powinowactwem masy do drugiej warstwy / korekt "light" / regular body z wilgotną tkanką jamy ustnej.

Dzięki idealnej płynności (jak w przypadku mas hydrokoloidalnych), doskonałemu powinowactwu możliwe jest wykonanie wycisków bez pęcherzyków powietrza oraz marginalnych zniekształceń.

Cechy i właściwości:

- do wszystkich typów wycisków i technik wyciskowych,
- pozwala na wysoką precyzję wycisku, doskonałe dopasowanie i idealne odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów,
- nieograniczona stabilność kształtu wycisku - model można odlać po wielu dniach od zdjęcia wycisku,
- doskonała plastyczność kształtu,
- wysoka odporność na rozrywanie, nie klei się i nie pozostawia resztek,
- możliwość dezynfekcji dowolnymi łagodnymi płynami do dezynfekcji,
- obojętne dla pacjenta (skóra i błona śluzowa) oraz lekarza,
- posiada neutralny smak i zapach dzięki czemu nie powoduje nadmiernego wydzielania śliny,
- można sterylizować w autoklawie w temp 134 stopnie C
- tworzą kompletny system z łyżkami do wycisków i klejem do wycisków

Opakowanie:

baza + katalizator 2x300 ml + akcesoria