

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 07:09

Link do produktu: <https://higienadent.com/coltene-roeko-concorde-ii-koncowki-ssace-10szt-p-2804.html>



Coltene Roeko Concorde II końcówki ssące 10szt.

Cena	149,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Coltene

Opis produktu

Coltene Roeko Concorde II końcówki ssące przeznaczone do odsysania wydzieliny podczas przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, itp.

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, matowa powierzchnia końcówek zapobiega odbijaniu światła. Zapewniają niski poziom hałasu podczas aspiracji, Wielokrotnego użytku - nadają się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134° C.

Rozmiar: 11mm, 16mm.

Opakowanie: końcówki Concorde II 10szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: ø 11mm , ø 16mm