

Link do produktu: <https://higienadent.com/coltene-speedex-aktywator-60-ml-p-1896.html>

COLTENE Speedex aktywator / 60 ml



Cena	83,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000255
Producent	Coltene

Opis produktu

W masach silikonowych **Speedex** została wykorzystana nowa technologia DCP (Dimension Controlling Precondensate - skraplanie z kontrolą wymiarową). Dzięki niej dostarczany jest C-silikon o jakości nieomal porównywalnej z A-silikonem, który może być wykorzystany przy pracy w technice dwustopniowej, jednostopniowej równoczesnej i przy podścielaniu.

Charakterystyka:

- duża stabilność kształtu - model może być odlewany aż do 7 dni od zdjęcia wycisku;
- nawet przy najkrótszym czasie wiązania jest go wystarczającą dużo do prawidłowego zdjęcia wycisku, przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu lekarza i pacjenta;
- aktywowany powierzchniowo;
- duża odporność na rozrywanie, nie klei się, nie zostawia resztek w przestrzeniach międzyzębowych;
- może być dezynfekowany łagodnymi środkami dezynfekującymi;
- biokompatybilny, obojętny dla błony śluzowej i skóry pacjenta oraz skóry rąk lekarza;
- zapewnia komfort pacjentowi (neutralny smak i zapach), nie powoduje nadmiernego wydzielania śliny.

Aktywator Speedex jest wykorzystywany zarówno do I jak i II warstwy. Czas wiązania może być zmieniany poprzez zwiększanie lub zmniejszanie dawki aktywatora, kolor zielony.

Dostępne opakowanie: 60 ml.