

Link do produktu: <https://higienadent.com/coltene-speedex-putty-material-o-duzej-lepkosci-przeznaczony-do-pierwszej-warstwy-wycisku-910ml-p-2758.html>



COLTENE Speedex Putty materiał o dużej lepkości, przeznaczony do pierwszej warstwy wycisku 910ml

Cena	78,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Coltene

Opis produktu

Speedex Putty to materiał o dużej lepkości, przeznaczony do pierwszej warstwy wycisku lub na łyżki przy technice wycisku równoczesnego.

Właściwości:

- masa typu C-Silikon,
- z zastosowaną technologią typu DCP,
- ma świetną zwilżalność oraz płynność
- zbliżony efektami do mas typu A-Silikon, może być użyty zarówno do techniki jednostopniowej jak i dwustopniowej.

Opakowanie: 910 ml