

Link do produktu: <https://higienadent.com/coltene-zestaw-speedex-p-2088.html>



COLTENE zestaw Speedex

Cena	185,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	4970 4980 4990
Producent	Coltene

Opis produktu

COLTENE Zestaw Speedex w skład którego wchodzi:

- **Speedex Putty** materiał o dużej lepkości, przeznaczonym do pierwszej warstwy wycisku lub na łyżki przy technice wycisku równoczesnego.
- **Speedex Light Body** materiał o małej lepkości, ciemnoniebieski, przeznaczony do drugiej warstwy wycisku lub do strzykawkę przy technice wycisku równoczesnego.
- **Speedex Aktywator** jest wykorzystywany zarówno do I jak i II warstwy. Czas wiązania może być zmieniany poprzez zwiększanie lub zmniejszanie dawki aktywatora, kolor zielony.

W masach silikonowych **Speedex** została wykorzystana nowa technologia DCP (Dimension Controlling Precondensate - skraplanie z kontrolą wymiarową). Dzięki niej dostarczany jest C-silikon o jakości niemal porównywalnej z A-silikonem, który może być wykorzystany przy pracy w technice dwustopniowej, jednostopniowej równoczesnej i przy podścielaniu.

Charakterystyka:

- duża stabilność kształtu - model może być odlewany aż do 7 dni od zdjęcia wycisku;
- nawet przy najkrótszym czasie wiązania jest go wystarczającą dużo do prawidłowego zdjęcia wycisku, przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu lekarza i pacjenta;
- aktywowany powierzchniowo;
- duża odporność na rozrywanie, nie klei się, nie zostawia resztek w przestrzeniach międzyzębowych;
- może być dezynfekowany łagodnymi środkami dezynfekującymi;
- biokompatybilny, obojętny dla błony śluzowej i skóry pacjenta oraz skóry rąk lekarza;
- zapewnia komfort pacjentowi (neutralny smak i zapach), nie powoduje nadmiernego wydzielania śliny.

Zestaw zawiera: Speedex Putty 910ml, Speedex Light Body 140ml, Speedex Aktywator 60ml.