

Link do produktu: <https://higienadent.com/coxo-c-blade-odcinacz-do-gutaperki-1szt-ostrza-p-2660.html>



Coxo C-Blade odcinacz do gutaperki 1szt. + ostrza

Cena	369,99 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Coxo

Opis produktu

Coxo C-Blade odcinacz do gutaperki.

Łatwy i szybki w obsłudze, przeznaczony do termicznego odcinania gutaperki. Szybko się nagrzewa i schładza. Praca z C-Blade jest wygodna i intuicyjna. Odcinacz jest lekki, posiada niewielki rozmiar i brak przewodów, co znacznie ułatwia obsługę. Sprzęt jest bezpieczny dla osoby obsługującej jak i dla pacjenta, ponieważ końcówka nagrzewa się jedynie po naciśnięciu przycisku i szybko schładza. Posiada cztery różne końcówki wielokrotnego użytku (które można sterylizować) oraz pojemny akumulator, który zapewnia długą pracę bez ładowania.

Dane techniczne:

- Akumulator litowo-jonowy: 1.2v 2400mAh
- Czas nagrzewania: $\geq 2s$
- Temperatura pracy: 160 ° c
- Cztery różne rozmiary końcówek
- Bezprzewodowe ładowanie

Opakowanie zawiera:

- 1x C-Blade odcinacz do gutaperki,
- 1x ładowarka
- 4x końcówki wielokrotnego użytku