

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-chameleon-dual-shaper-pilniki-maszynowe-5szt-p-3683.html>



Denco Chameleon Dual Shaper pilniki maszynowe 5szt.

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8%001023
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Chameleon Dual Shaper pilniki maszynowe do opracowywania kanałów korzeniowych.

Nowoczesne narzędzia endodontyczne, zaprojektowane z myślą o szybkiej, bezpiecznej i efektywnej pracy w kanałach korzeniowych. Dzięki innowacyjnej technologii stopu niklowo-tytanowego (NiTi) pilniki te zapewniają wysoką elastyczność i odporność na złamania, umożliwiając precyzyjne opracowanie kanałów o zróżnicowanej anatomii.


Zastosowanie:

- Opracowywanie kanałów korzeniowych w leczeniu endodontycznym
- Idealne do kanałów prostych i zakrzywionych

Cechy produktu:

- System Dual Shaper – pozwala na skuteczne opracowanie kanału przy minimalnej liczbie narzędzi
- Technologia „Chameleon” – zmienna koniczność zapewniająca lepsze dopasowanie do kształtu kanału
- Wysoka elastyczność – umożliwia bezpieczną pracę w zakrzywionych kanałach
- Odporność na cykliczne zmęczenie materiału – dłuższa żywotność pilników
- Kolorowe oznaczenia – łatwa identyfikacja długości i rozmiaru
- Do pracy rotacyjnej – kompatybilne z większością endomotorów
- Zalecana prędkość obrotowa: 2.0-2,5N.cm 150-350 obr./min.





Length (mm)	type	Cross section	Tapper	Tip	Packing
19	SX		3.5-19	0.19	5pcs/box or blister Single or Assorted
21/25/31	#016		2-6	0.15	
	#20/04		4	0.20	
	#25/04		4	0.25	
	#25/06		6	0.25	

Długość: 25mm

Opakowanie zawiera: Denco Chameleon Dual Shaper, asortyment, blister 5szt.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw

autorskich jest zabronione.

