

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-d-super-files-pilniki-endodontyczne-19mm-6szt-p-3608.html>



## Denco D-Super Files pilniki endodontyczne 19mm 6szt.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>149,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>8%000703</b>  |
| Producent        | <b>Denco</b>     |

### Opis produktu

**Denco D-Super Files pilniki endodontyczne - zaawansowane pilniki endodontyczne wykonane z wysokowytrzymałego stopu niklowo-tytanowego (NiTi), zaprojektowane do precyzyjnego opracowania kanałów korzeniowych.**

Dzięki innowacyjnej geometrii ostrza i zoptymalizowanej stożkowatości, pilniki te gwarantują skuteczne usuwanie zębiny i minimalizują ryzyko transportacji kanału. D-Super Files II to idealne narzędzia do pracy zarówno w kanałach prostych, jak i zakrzywionych.

#### Cechy produktu:

- materiał: Stop NiTi o podwyższonej elastyczności i odporności na zmęczenie materiału,
- konstrukcja ostrza: spiralna geometria z progresywną stożkowatością – efektywne cięcie i optymalna irygacja,
- zalecana prędkość obrotowa: 150-350 r/min., moment obrotowy 2.0-2.5N.cm,
- kodowanie kolorystyczne: zgodne z ISO – łatwa identyfikacja rozmiarów.

#### Zastosowanie kliniczne:

- opracowanie **pierwotne i wtórne kanałów korzeniowych**,
- kształtowanie **kanałów korzeniowych prostych i zakrzywionych**,
- **precyzyjne usuwanie zębiny** przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej anatomii kanału.

#### Zalety:

- optymalna elastyczność umożliwia pracę w zakrzywionych kanałach bez ryzyka perforacji,
- zmniejszone ryzyko złamania pilnika dzięki wytrzymałemu stopowi NiTi,
- zoptymalizowana konstrukcja ostrza poprawia efektywność cięcia i kontrolę nad narzędziem,
- kompatybilność z większością mikrosilników endodontycznych.

0.4mm  
Bezpieczna, okrągła końcówka

Wynuklv. trójkatny przekrój poprzeczny - ostre cięcie i wydajne usuwanie zanieczyszczeń

| Długość(mm) | Rozmiar | Przekrój poprzeczny | Stożek(%) | Kończówka (mm) | Dopasuj gutaperkę | Opakowanie                                  |
|-------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 19          | ○ SX    |                     | 3.5-19    | 0.19           | /                 | 6szt. blister pojedynczo lub w asortymencie |
| 21/25/31    | ○ S1    |                     | 2-11      | 0.17           | /                 |                                             |
|             | ○ S2    |                     | 4-11.5    | 0.20           | /                 |                                             |
|             | ● F1    |                     | 7         | 0.20           | ● F1              |                                             |
|             | ● F2    |                     | 8         | 0.25           | ● F2              |                                             |
|             | ● F3    |                     | 9         | 0.30           | ● F3              |                                             |
|             | ○ F4    |                     | 6         | 0.40           | ○ F4              |                                             |
|             | ● F5    |                     | 5         | 0.50           | ● F5              |                                             |

**Opakowanie:** Denco D-Super Files 19mm 6szt. w wybranym rozmiarze.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 19mm/SX