

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-d-super-files-pilniki-endodontyczne-25mm-6szt-p-3607.html>



Denco D-Super Files pilniki endodontyczne 25mm 6szt.

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000926
Producent	Denco

Opis produktu

Denco D-Super Files - zaawansowane pilniki endodontyczne wykonane z wysokowytrzymałego stopu niklowo-tytanowego (NiTi), zaprojektowane do precyzyjnego opracowania kanałów korzeniowych.

Dzięki innowacyjnej geometrii ostrza i zoptymalizowanej stożkowatości, pilniki te gwarantują skuteczne usuwanie zębiny i minimalizują ryzyko transportacji kanału. D-Super Files to idealne narzędzia do pracy zarówno w kanałach prostych, jak i zakrzywionych.

Cechy produktu:

- materiał: stop NiTi o podwyższonej elastyczności i odporności na zmęczenie materiału,
- konstrukcja ostrza: spiralna geometria z progresywną stożkowatością – efektywne cięcie i optymalna irygacja,
- zalecana prędkość obrotowa: 150-300 r/min., moment obrotowy 2.0-2.5N.cm,
- kodowanie kolorystyczne: zgodne z ISO – łatwa identyfikacja rozmiarów.

Zastosowanie kliniczne:

- opracowanie **pierwotne i wtórne kanałów korzeniowych**,
- kształtowanie **kanałów prostych i zakrzywionych**,
- precyzyjne usuwanie zębiny przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej anatomii kanału.

Zalety:

- Optymalna elastyczność umożliwia pracę w zakrzywionych kanałach bez ryzyka perforacji,
- Zmniejszone ryzyko złamania pilnika dzięki wytrzymałemu stopowi NiTi,
- Zoptymalizowana konstrukcja ostrza poprawia efektywność cięcia i kontrolę nad narzędziem,
- Kompatybilność z większością mikrosilników endodontycznych.

0.4mm
Bezpieczna, okrągła końcówka

Wzrost trójkątny przekrój poprzeczny - ostre cięcie i wydajne usuwanie zanieczyszczeń

Długość(mm)	Rozmiar	Przekrój poprzeczny	Stożek(%)	Kończówka (mm)	Dopasuj gutaperkę	Opakowanie
19	SX		3.5-19	0.19	/	6szt. blister pojedynczo lub w asortymencie
21/25/31	S1		2-11	0.17	/	
	S2		4-11.5	0.20	/	
	F1		7	0.20	F1	
	F2		8	0.25	F2	
	F3		9	0.30	F3	
	F4		6	0.40	F4	
	F5		5	0.50	F5	

Opakowanie: Pilniki endodontyczne Denco D-Super Files 25mm 6szt. w wybranym rozmiarze.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 25mm #F1 , 25mm #F2 , 25mm #F3 , 25mm #F4 , 25mm #F5 , 25mm #S1 , 25mm #S2 , 25mm #SX-F3