

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-dwustronne-upychadlo-do-gutaperki-plugger-nitistal-nierdzewna-1szt-p-3602.html>



Denco dwustronne upychadło do gutaperki PLUGGER NiTi/stal nierdzewna 1szt.

Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000920
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Gutta Percha Pluggers to dwustronne, wysokiej jakości narzędzia endodontyczne przeznaczone do kondensacji gutaperki w trakcie wypełniania kanałów korzeniowych.

Wykonane z trwałych materiałów i zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie pracy, zapewniają skuteczne uszczelnienie kanału oraz precyzyjne dopasowanie do jego kształtu.

Cechy produktu:

- dwustronne,
- wykonane z niklowo-tytanowego stopu/stali nierdzewnej,
- dostępne w różnych rozmiarach,
- doskonała elastyczność i odporność na złamanie,
- ergonomiczny uchwyt zapewniający wygodę i kontrolę podczas pracy,
- igła niklowo-tytanowa: elastyczna,
- igła ze stali nierdzewnej: mocna i wytrzymała,
- wstępne wygięcie igły o 90° dla łatwiejszej obsługi.

Zastosowanie: idealne do pionowej i bocznej kondensacji gutaperki podczas leczenia kanałowego.

Zalety:

- ułatwiają dokładne wypełnienie kanału korzeniowego,
- minimalizują ryzyko powikłań endodontycznych.

Rozmiary:

Kolor uchwytu	NiTi	stal nierdzewna
 zielony	#35	#70
 czarny	#40	#80
 żółty	#50	#100
 niebieski	#60	#120

Opakowanie: Denco Gutta Percha Plugger - dwustronne upychadło do gutaperki w wybranym rozmiarze 1szt.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: #35 NiTi / #70 SS , #40 NiTi / #80 SS , #50 NiTi / #100 SS , #60 NiTi / #120 SS