

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:49

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-gates-drills-wiertla-do-udrazniania-kanalow-32mm-6szt-p-2685.html>



Denco Gates Drills wiertła do udrażniania kanałów 32mm 6szt.

Cena	29,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000524
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Gates Drills wiertła do udrażniania kanałów. Wykonane z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej. Doskonała jakość cięcia. Długość 32mm. Zalecana prędkość obrotowa 800-1200 obr./min. Łatwa identyfikacja dzięki liczbie rowków na trzonku.



Dostępne rozmiary:

Gate Drills

Długość (mm)	Rozmiar	Średnica (mm)	Opakowanie
28/32	1#	0.5	6szt. pojedynczo lub asortyment
	2#	0.7	
	3#	0.9	
	4#	1.1	
	5#	1.3	
	6#	1.5	

GATE DRILLS

Length(mm): 28/32



1#

2#

3#

4#

5#

6#

Opakowanie zawiera: wiertła kanałowe Denco Gates Drills 32mm 6szt. w wybranym rozmiarze.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 32mm, #1 , 32mm, #2 , 32mm, #3 , 32mm, #4 , 32mm, #5 , 32mm, #6