

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-h-files-pilniki-h-pilniki-endodontyczne-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-21mm-6szt-p-3716.html>



Denco H-Files Pilniki H pilniki endodontyczne do opracowywania kanałów korzeniowych 21mm 6szt.

Cena	14,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000661
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Pilniki H pilniki endodontyczne, przeznaczone do ręcznego opracowywania kanałów korzeniowych.

Pilniki kanałowe wykonane są z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej, efektywne, agresywne, wydajne, o wysokiej sile cięcia. Zamocowana na stałe podkładka i uchwyt. Długość 21mm. Możliwość sterylizacji w maksymalnej temperaturze 135°C. Kolorystyczne kody dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru pilników.

Dostępne rozmiary:

- #06
- #08
- #10
- #15
- #20
- #25
- #30
- #35
- #40
- #15-40

Produkt	Gwint	Długość (mm)	Rozmiar	Opakowanie
Pilniki K		21 25 28 31		6szt. pojedynczo lub asortyment
Pilniki H				
Poszerzacze				

Opakowanie zawiera: pilniki endodontyczne kanałowe Denco Pilniki H 21mm 6szt. w wybranym rozmiarze.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 21mm, #06 , 21mm, #08 , 21mm, #10 , 21mm, #15 , 21mm, #15-40 , 21mm, #20 , 21mm, #25 , 21mm, #30 , 21mm, #35 , 21mm, #40