

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-h-files-pilniki-h-pilniki-endodontyczne-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-31mm-6szt-p-2673.html>



## Denco H-Files Pilniki H pilniki endodontyczne do opracowywania kanałów korzeniowych 31mm 6szt.

Cena	<b>14,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000547</b>
Producent	<b>Denco</b>

### Opis produktu

**Denco Pilniki H pilniki endodontyczne, przeznaczone do ręcznego opracowywania kanałów korzeniowych** . Pilniki kanałowe wykonane są z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej, efektywne, agresywne, wydajne, o wysokiej sile cięcia. Zamocowana na stałe podkładka i uchwyt. Długość 31mm. Możliwość sterylizacji w maksymalnej temperaturze 135°C. Kolorystyczne kody dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru pilników.

Dostępne rozmiary:

- #06
- #08
- #10
- #15
- #20
- #25
- #30
- #35
- #40

Produkt	Gwint	Długość (mm)	Rozmiar	Opakowanie
Pilniki K		21 25 28 31		6szt. pojedynczo lub asortyment
Pilniki H				
Poszerzacze				

Opakowanie zawiera: pilniki kanałowe Denco Pilniki H 31mm 6szt. w wybranym rozmiarze.



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 31mm, #06 , 31mm, #08 , 31mm, #10 , 31mm, #15 , 31mm, #20 , 31mm, #25 , 31mm, #30 , 31mm, #35 , 31mm, #40