

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-k-files-pilniki-k-pilniki-endodontyczne-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-31mm-6szt-p-2691.html>



Denco K-Files Pilniki K pilniki endodontyczne do opracowywania kanałów korzeniowych 31mm 6szt.

Cena	14,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000583
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Pilniki K pilniki endodontyczne, przeznaczone do ręcznego opracowywania kanałów korzeniowych. Pilniki kanałowe wykonane są z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej, efektywne, agresywne, wydajne, o wysokiej sile cięcia. Zamocowana na stałe podkładka i uchwyt. Długość 31mm. Możliwość sterylizacji w maksymalnej temperaturze 135°C. Kolorystyczne kody dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru pilników.

Dostępne rozmiary:

- #06
- #08
- #10
- #15
- #20
- #25
- #30
- #35
- #40

Produkt	Gwint	Długość (mm)	Rozmiar	Opakowanie
Pilniki K		21 25 28 31		6szt. pojedynczo lub asortyment
Pilniki H			06# 08# 10# 15# 20# 25# 30# 35# 40# 45# 50# 55# 60# 70# 80#	
Poszerzacze				



Opakowanie zawiera: pilniki kanałowe Denco Pilniki K 31mm 6szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 31mm, #06 , 31mm, #08 , 31mm, #10 , 31mm, #15 , 31mm, #20 , 31mm, #25 , 31mm, #30 , 31mm, #35 , 31mm, #40