

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-kliny-drewniane-miedzyzebowe-100szt-p-3672.html>



Denco kliny drewniane międzyzębowe 100szt.

Cena	21,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8%001007
Producent	Denco

Opis produktu

Denco kliny międzyzębowe anatomicznie wyprofilowane kliny do stosowania w trakcie zabiegów stomatologii zachowawczej.

Zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym separowaniu zębów, zapewnieniu odpowiedniego przylegania formówki oraz utrzymaniu prawidłowego punktu stycznego przy odbudowie ubytków. Różne rozmiary i kolory umożliwiają dopasowanie do indywidualnych warunków anatomicznych pacjenta.

Cechy:

- anatomiczny kształt – ułatwia wprowadzenie i minimalizuje ryzyko urazu dziąsła,
- różne rozmiary i kolory – szybka identyfikacja i dopasowanie do potrzeb klinicznych,
- elastyczny, ale stabilny materiał – drewniane, idealne dopasowanie do przestrzeni międzyzębowej,

Zastosowanie:

- separacja zębów przy zakładaniu formówki,
- odbudowa punktu stycznego w ubytkach klasy II,
- stabilizacja i docisk formówki podczas wypełnień,
- zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej.

Dostępne opakowanie:

- białe - white thin/short - cienkie, krótkie,
- żółte - yellow thin/long - cienkie, długie,
- pomarańczowe - orange superthin/short - supercienkie, krótkie.

Image	Description	X (mm) +0.1	Y (mm) +0.1	L1 (mm) ±0.3	L (mm) ±0.5
	orange superthin, short	1.3	1.7	8	12
	white thin, short	1.4	1.5	10	14
	yellow thin, long	1.5	2	12	16

Opakowanie: 100szt. w wybranym rozmiarze.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kliny: białe , pomarańczowe , żółte