

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-krazki-do-polerowania-12mm-50szt-p-3675.html>

Denco krążki do polerowania 12mm 50szt.



Cena	34,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000999
Producent	Denco

Opis produktu

Denco krążki do polerowania (12mm), do profesjonalnego wykańczania i polerowania materiałów kompozytowych.

Efektywne konturowanie, wygładzanie i końcowe polerowanie uzupełnień estetycznych, szczególnie w odcinku przednim i bocznym. Dzięki swojej uniwersalności i jakości wykonania, krążki to precyzja oraz trwałość, lśniący efekt końcowy. Kolorystyczne oznaczenia ułatwiają identyfikację kolejności ziarnistości.

Zastosowanie:

- Wykańczanie i polerowanie wypełnień kompozytowych
- Prace estetyczne w odcinku przednim
- Konturowanie kształtu zębów i korekta brzegów
- Polerowanie powierzchni międzyzębowych

Dostępne opcje produktu:

- niebieskie - coarse - do redukcji
- zielone - medium - gruboziarniste - do konturowania
- żółte - fine - średnioziarniste - do wykańczania
- białe - superfine - drobnoziarniste - do polerowania

Opakowanie: Denco krążki do polerowania 12mm w wybranej opcji, 50szt.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Coarse , Fine , Medium , Superfine