

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-krazki-do-polerowania-12mm-zestaw-40szt-trzymadelko-p-3670.html>



Denco krążki do polerowania 12mm zestaw 40szt. + trzymadełko

Cena	34,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%001021
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Krążki do polerowania 12mm zestaw do profesjonalnego wykańczania i polerowania materiałów kompozytowych, idealny dla każdego gabinetu stomatologicznego.

W skład zestawu wchodzi 40 sztuk krążków polerskich o różnej gradacji oraz ergonomiczne trzymadełko, które umożliwia szybki montaż i wygodną pracę. Zestaw został zaprojektowany z myślą o efektywnym konturowaniu, wygładzaniu i końcowym polerowaniu uzupełnień estetycznych, szczególnie w odcinku przednim i bocznym. Dzięki swojej uniwersalności i jakości wykonania, **zestaw krążków Denco do polerowania** zapewnia precyzję oraz trwały, lśniący efekt końcowy.

Zastosowanie:

- Wykańczanie i polerowanie wypełnień kompozytowych
- Prace estetyczne w odcinku przednim
- Konturowanie kształtu zębów i korekta brzegów
- Polerowanie powierzchni międzyzębowych

Denco zestaw krążków do polerowania to kompletne rozwiązanie – wszystko w jednym zestawie: Wysoka jakość krążków ściernych, uchwyt umożliwiający wygodną i precyzyjną pracę. Idealnie sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych stomatologów.

Dostępny jest również zestaw: [Denco krążki do polerowania 10mm 40szt.](#)

Opakowanie: Denco zestaw krążków do polerowania 40szt. 12mm zawiera:

- 10 x niebieskie - coarse - do redukcji
- 10 x zielone - medium - gruboziarniste - do konturowania
- 10 x żółte - fine - średnioziarniste - do wykańczania
- 10 x białe - superfine - drobnoziarniste - do polerowania
- 1 x trzymadełko

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

